


**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен
медициналық бұйымдарды сатып алу туралы
№9 ХАБАРЛАНДЫРУ**

Қостанай қ.

12.03.2021ж.


Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.05.2019 жылғы №347 Қаулысына сәйкес келесі атаулар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

Лот №	Атауы Техникалық сипаттамасы	Өлш. бір.	Сатып алу көлемі	Сомма, теңге
1	АИТВ ½ антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тест (сілекей бойынша). Қызыл иек сұйықтығы (сілекей) пайдаланылатын АИТВ-ға экспресс-тест, 1 және 2 типті адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді сапалы анықтауға арналған. Анықталатын көрсеткіш: Бір тест-жолақта: АИТВ-1, АИТВ-2 және О тобының АИТВ-1 антиденелер; Жинақта бір рет қолданылатын тест – құрылғының, консервант пен ерітіндісі бар құтының, көп рет қолданылатын планшеттің және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы. Тест өткізу уақыты, 20 минуттан аспайды; Сезімталдық, кемінде 99,4%; .Ерекшелігі, 99,6 кем емес%. ДДСҰ-ның біліктілігінің болуы. Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарды тіркеудің болуы.	штук	73	219 000
2	Электрокардиограф 3-6-12 арналы. Стационарда және шығу жолдарында жұмыс істеу үшін желіден, аккумулятордан (портативті, сымсыз) қуат алу. -12 стандартты бұрылуы, кардиограмманы көрсететін дисплей. - басып шығару алдында ЭКГ жазбасын және оны таратып жазу нәтижелерін қарау мүмкіндігі. - жабысқақ электродтар (сорғыштарда емес). - дисплейде нашар жалғанған немесе өткізіп алынған электродтардың көрінуі. - синдромдық қорытынды бере отырып, ЭКГ параметрлерін автоматты есептеу; - ST сегменті көтерілген МИ бағалау кезінде пациенттің жасын ескеретін критерийлерді пайдалану. - жады, өткен ЭКГ жазбаларын сақтау. - батырманы бір рет басу арқылы жұмыс істеу, пайдалану жеңілдігі. - ЭКГ сымсыз жіберу, медициналық ұйымның (LisClient) базалық бағдарламаларымен интеграциялау мүмкіндігі; - русифицирленген интерфейс. - тасымалдауға ыңғайлы, салмағы көп емес, 6 кг дейін.	штук	1	566 200
3	Муколитигі бар тасымалдаушы орта (МТО). Қырып алынған материалды және урогенитальды трактың, ауыз қуысының, тік ішектің шырышты қабығын, сондай-ақ адамның шырышты қабаттары мен терісінің эрозиялық-ойық жара элементтерін тасымалдауға және сақтауға арналған тасымалдау ортасы. Көп шырышы бар үлгілерге арналған. Құрамында консервант, тұрақтандырғыш және муколитик бар. 100 пробирканы 0,5 мл-ден өлшеп-орау. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	Комплект	10	300 000
4	ДНҚ-сорб-АМ. Клиникалық материалдан (жағындылар, қырындылар, несеп) ДНҚ-ны бөлуге арналған реагенттер жиынтығы. ЖЖБИ қоздырғыштарын анықтауға арналған ІБҮ және ТБҮ бар. Тест саны 100-ден кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	Комплект	10	400 000



5	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Chlamydia trachomatis</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Chlamydia trachomatis</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. <i>Chlamydia trachomatis</i> ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	набор	5	450 000
6	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекциясымен <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін (бір жұп праймер қолданылады). Бір жұп праймермен талдауды жүзеге асыру мүмкіндігі. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы.	набор	3	270 000
7	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Trichomonas vaginalis</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Trichomonas vaginalis</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. <i>Trichomonas vaginalis</i> ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	набор	5	450 000
8	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекциясымен <i>Mycoplasma genitalium</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Mycoplasma genitalium</i> ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. <i>Trichomonas vaginalis</i> ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	набор	5	450 000
9	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекциясымен <i>Ureaplasma</i> (<i>U. parvum</i> және <i>U. urealyticum</i> жиынтық) тектес микроорганизмдердің ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен <i>Ureaplasma</i> (<i>U. parvum</i> және <i>U. urealyticum</i> жиынтық) тектес микроорганизмдердің ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. Жиынтықтың барлық компоненттері	набор	5	450 000

	жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Ureaplasma (U.parvum және U.urealyticum жиынтық) тектес микроорганизмдердің ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.			
10	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекциясымен Gardnerella vaginalis ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен Gardnerella vaginalis ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына тамызылуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Gardnerella vaginalis ДНҚ-ның, ДНҚ-буфердің кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	набор	5	450 000
11	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекциясымен 16 және 18 типтегі адамның папиллома вирусының (АДВ) ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен 16 және 18 типтегі адамның папиллома вирусының (АДВ) ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына салынуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. ДНҚ-буфердің бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	набор	3	360 000
12	«Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекциясымен адамның цитомегаловирусының (CMV) ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен адамның цитомегаловирусының (CMV) ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына салынуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБҮ) бар болуы. ДНҚ-буфердің бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.	набор	5	475 000
13	I және II типтегі (HSV I,II) қарапайым герпестің вирусының ДНҚ ПТР-амплификациясы. «Нақты уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық -флуоресцентті детекция мүмкіндігі. I және II типтегі (HSV I,II) қарапайым герпестің вирусының ДНҚ ПТР-амплификациясы үшін. «Нақты	набор	5	475 000



	уақыт» режимінде амплификация өнімдерін гибридизациялық-флуоресцентті детекция мүмкіндігі. Дайын ПТР-қоспалардың жарамдылық мерзімі тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең болуы тиіс. Жиынтықтың барлық компоненттері жұмыс істеуге дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді. ПТР-1 қоспасы «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл пробиркаға балауыздың астына салынуы керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының бар болуы. Кешенді оң бақылау үлгісінің (ОБУ) бар болуы. ДНҚ-буфердің бар болуы. Тест саны 110-нан кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.			
--	---	--	--	--

Жеткізу орны: Индекс 110000, Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен бастап күнтізбелік 30 күн.

Жеткізу шарты: DDP

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын ұсырудың соңғы мерзімі: Индекс 110000, Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй бухгалтерия кабинеті, 2021 жыл 19 наурыз 10 сағ.00 мин. дейін

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2021 жылы 19 наурыз 10 сағ. 30 мин. мына мекенжай бойынша: Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй бас дәрігердің кабинеті. Әр әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсырудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Бас дәрігер





М.С. Кузембаев

Келісілді:

Бас бухгалтер

Диагностикалық зертхана меңгерушісінің м. а.

Бас медбике

И.Е.Валиева

Т.Т. Қойшыманов

Ш.Б.Дусаكيةева

