

Протокол № 3 по объявлению №10

об итогах тендера по закупке медицинских изделий КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗАКО.

г. Костанай

30 марта 2022 г.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Куземабаев М.С. – главный врач, председатель тендерной комиссии; Чижков А.Г. – заместитель главного врача, заместитель председателя тендерной комиссии; Валиева И.Е. – главный бухгалтер, член тендерной комиссии; Нурмагамбетова Г.У. – юристконсульт, член тендерной комиссии; Воронкова Ж.Д. – бухгалтер, секретарь тендерной комиссии.

Койшыманов Темирлан Тулепович отсутствовал на основании приказа №55-Л от 09.03.2022 г. «О предоставлении ежегодного трудового отпуска».

Заседание тендерной комиссии состоится и будет проводится на условиях участия не менее двух третей от общего числа на основании пункта 45 главы 8 ПП РК 375 от 04.06.2021 г.

Заказчиком изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками заявками не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

Замечаний, претензий, предложений по ведению процедуры вскрытия конвертов у присутствующих не было.

Наименование, цена за единицу и сумма закупаемых медицинских изделий по лотам:

№ лота	Наименование	Кол-во	Сумма, тенге
1	Набор для автоматического выделения нуклеиновых кислот методом магнитных частиц для системы экстракции ДНК/РНК из сыворотки и других биологических жидкостей (образцов), а также смывов, набор для экстракции вирусных ДНК и РНК используется для быстрого и надежного извлечения высококачественной ДНК и РНК из сыворотки, плазмы и других жидких образцов. С предоставлением автоматической станции выделения.	400	17 920 000,00

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие поставщики:

№	Наименование поставщика, адрес	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «LabMedTech», г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, Улица Көшек Батыр, дом 5. БИН 200240024719	28.03.2022 года 10 часов 48 мин

Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

№ лота	Наименование ИМН	Ко л-во	Общая сумма по лоту	Кол-во поданный заявок	Заявленная общая сумма поставщика по лоту	Наименование поставщика
1	Набор для автоматического выделения нуклеиновых кислот методом магнитных частиц для системы экстракции ДНК/РНК из сыворотки и других биологических жидкостей (образцов), а также смывов, набор для экстракции вирусных ДНК и РНК используется для быстрого и надежного извлечения высококачественной ДНК и РНК из сыворотки, плазмы и других жидких образцов. Реализует высокопроизводительную обработку	400	17920000	1	17840000	ТОО «LabMedTech»

параллельных выборок. Весь процесс эксплуатации безопасен, удобен и не требует использования органических реагентов. Извлеченные нуклеиновые кислоты характеризуются высокой степени очистки, и могут быть широко использованы в области научных исследований, диагностики геномики, диагностики заболеваний, оценки безопасности пищевых продуктов, судебно-медицинской идентификации и т. д. Принцип работы и комплектация: при определенных условиях, магнитные частицы связывают отрицательно заряженные нуклеиновые кислоты. После чего, магнитные шарики, которые были связаны с нуклеиновыми кислотами, намагничиваются, переносятся в последующие лунки и высвобождаются через специальные магнитные стержни в процессе экстракции нуклеиновых кислот, которая выполняется автоматически. В наборе должно быть не менее 64 теста но не более 96 тестов. Каждый планшет может извлекать до 16 образцов, а в прибор может быть загружено до 2 планшетов за цикл. Для экстракции нуклеиновых кислот используется до 6 лунок на каждый образец с предварительно заполненными растворами для выделения — лизирующий, промывочный, разбавляющий (раствор для элюции) растворы. Температура нагрева: для лизиса клеток и элюирования с добавлением нуклеиновых кислот от комнатной температуры от 90 до 120°C. Набор не требует добавления фермента Proteinase K. Лизирующий раствор от 450 до 825 мкл на лунку (1 лунка на образец), промывочный раствор от 400 до 800 мкл на лунку (3 лунки на образец), раствор для элюции не менее 50 более 80 мкл на лунку (1 лунка на образец). В комплекте имеются индивидуальные одноразовые рукава для магнитных стержней, которые находятся в вакуумной стерильной упаковке черного цвета. Время экстракции ДНК/РНК не менее 10 минут, более 20 минут. Возможность хранения выделенной ДНК/РНК в планшете при -20С. Объем образца не более 200 мкл. Для каждого планшета требуется 2 смешивающих насадки, независимо от количества образцов, которые нужно извлечь в каждом цикле. Буфер для элюирования предварительно заполнен на планшете для экстракции. Условия				
--	--	--	--	--






